

SmarAct Motion Control GUI Software

Main Features:

- Kann verschiedene Konfigurationen verarbeiten, einschließlich der Position des Drehpunkts.
- Bewegt das Positioniersystem durch Eingabe von Positions- und Winkelwerten, durch Inkrementierung der Position mit Mausklicks und mit dem SmarAct Hand Controller. Auch kompatibel mit dem SMARPOD Hand Controller.
- Ermöglicht das Speichern von bis zu 10 Posen (absolute Achsenpositionen), die einfach per Mausklick oder mit einem SmarAct Hand Controller abgerufen werden können.

Die SmarAct Motion Control GUI ist eine grafische Benutzeroberfläche für die Interaktion mit unterstützten SmarAct-Positioniersystemen.

