



SMARPOD Control Software

Main Features:

- Kann verschiedene **SMARPOD**-Konfigurationen verarbeiten, einschließlich der Position des Pivot-Punkts.
- Ermöglicht das Speichern von bis zu 10 **SMARPOD**-Posen (absolute Achsenpositionen), die einfach per Mausklick abgerufen werden können.
- Mehrere Möglichkeiten, den **SMARPOD** mit der Computermaus, dem **SMARPOD**-Handregler oder einer 6D-Maus zu bewegen.

Die **SMARPOD** Control Software ist eine grafische Benutzeroberfläche, die alle aktuellen **SMARPOD** Modelle steuern kann.