



SOM-AP-01

Der SOM-AP-01 ist ein vielseitiger Einsatzrahmen für SmarAct XY-Mikroskopietische mit verschiebbaren Aufnahmeelementen. Durch die flexible Einstellmöglichkeit können sowohl Standard-Glassubstrate (Objektträger mit 26 x 76 mm), als auch Rundsubstrate und Inkubationsgefäße (z.B. Petrischalen) mit Durchmessern von 35 bis 100 mm aufgenommen werden. Flexibler Einsatzrahmen für SmarAct XY-Mikroskoptische.

	Mechanical
Dimensions [mm]	130 x 170 x 16.4
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Black anodized (-BK)
Compatibility	SOM-MS-180150, SOM-MS-12090, SOM-MS-1801500M