



SOM-AP-02

Der SOM-AP-02 ist ein Breadboard-Einsatz für SmarAct XY Mikroskopietische mit 35 x M6 Gewindebohrungen in einer Anordnung von 25 mm Abstand. Breadboard-Einsatz für XY Mikroskopietische von SmarAct.

	Mechanical
Dimensions [mm]	130 x 170 x 6
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Black anodized (-BK)
Compatibility	SOM-MS-180150, SOM-MS-12090, SOM-MS-180150M