



SOM-AP-03

Der SOM-AP-03 ist ein Einsatz für SmarAct XY Mikroskopietische zur Aufnahme von Mikrotiterplatten (Multiwell) nach ANSI Standard (SBS) und mit einer Lippenstärke von 2-3 mm. Einsatz für SmarAct XY-Mikroskopietische zur Aufnahme von Mikrotiterplatten.

	Mechanical
Dimensions [mm]	130 x 170 x 12.3
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Black anodized (-BK)
Compatibility	SOM-MS-180150, (SOM-MS-12090), SOM-MS-320230M