



### SOM-AP-04

Der SOM-AP-04 ist ein Einsatz für SmarAct XY Mikroskoptische zur Aufnahme von vier Standard-Glassubstraten (26 x 76 mm Objektträger) in paralleler Ausrichtung. Die speziellen Federhalter ermöglichen eine Einhandbedienung. Einsatz für SmarAct Mikroskoptische zur Aufnahme von vier Standard-Glassubstraten.

|                  | Mechanical                                      |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensions [mm]  | 130 x 170 x 10.5                                |
|                  | Options                                         |
| Material Options | Aluminum base as standard; Black anodized (-BK) |
| Compatibility    | SOM-MS-180150, (SOM-MS-12090), SOM-MS-180150M   |