



SR-5714 - Rotation Stage

Er ist auch in einer Hochvakuumtauglichen Variante erhältlich. Der sehr robuste Positionierer SR-5714 mit einer Apertur von 25 mm eignet sich für eine breites Spektrum von Anwendungen.

	Mechanical
Travel [°]	∞
Blocking Torque [Ncm]	≥ 7
Max. Normal Force [N]	25
Dimensions [mm]	57 x 57 x 14
Weight [g]	110
Aperture [mm]	25
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	15
	Closed-Loop
Sensor Types	L, S
Sensor Resolution [μ°]	15
Angular Velocity [°/s]	15
	Options
Material Options	Aluminum as standard; steel base (-ST); titanium base (-TI);
Performance Options	Higher blocking torque
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar)
Non-Magnetic Option	--