



XYZ-CLS32:32

Basierend auf drei CLS-3232 Positionierern mit einem Verfahrweg von je 21 mm kann das System Nutzlasten von bis zu 1,5 N handhaben. Durch die Kompatibilität mit dem SmarAct Modularsystem kann es schnell und einfach erweitert werden.

	Mechanical
Degrees of Freedom	3
Stages used	CLS-3232
Travel [mm]	21 (X); 21 (Y); 21 (Z)
Payload [N]	1.5
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [nm]	1 (S)
	Breadboard Mount
Dimensions [mm]	65 x 65 x 59 (L x W x H)
Center of vert. Stage above Ground [mm]	43 (32.5 ... 53.5)
	Direct Mount
Dimensions [mm]	48.5 x 32 x 54 (L x W x H)
Center of vert. Stage above Ground [mm]	38 (27.5 ... 48.5)