



SFW-5-50.8 - 滤光轮

SmarAct

电动滤光片轮是需要频繁自动更换滤光片的光学装置的理想解决方案。滤光片轮有不同的设计，适用于不同数量的滤光片和不同尺寸（0.5、1、1.5 和 2 英寸）的滤光片。我们还提供闭环控制型、高真空或超高真空型，以及由铝、钢、钛或全非磁性材料等不同材料制成的过滤轮。我们的应用科学家将竭诚为您提供帮助，帮助您选择完美的配置或讨论可能的定制方案。

一个过滤轮可装五个过滤器，每个过滤器的直径为两英寸。

|                              | Mechanical                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Filter Size [inch]           | 2                                                           |
| Filter Number                | 5                                                           |
| Dimensions [mm]              | 165 x 35 x 172                                              |
| Weight [g]                   | 450                                                         |
|                              | Closed-Loop                                                 |
| Sensor Resolution MCS2 [μ°]  | 15 (S); 60 (L)                                              |
| Sensor Resolution (H)CU [μ°] | 1000 (L)                                                    |
|                              | Options                                                     |
| Material Options             | Black anodized (-BK), Titanium base (-TI), Steel base (-ST) |
| Vacuum Options               | HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar)                            |
| Non-Magnetic Option          | Yes (-NM)                                                   |