



SFW-6-25.4 - 滤光轮

SmarAct

电动滤光片轮是需要频繁自动更换滤光片的光学装置的理想解决方案。滤光片轮有不同的设计，适用于不同数量的滤光片和不同尺寸（0.5、1、1.5 和 2 英寸）的滤光片。我们还提供闭环控制型和高真空型滤光片轮，以及由铝、钢或钛等不同材料制成的滤光片轮。我们的应用专家将竭诚为您提供帮助，帮助您选择完美的配置或讨论可能的定制方案。 过滤轮最多可装 6 个过滤器，每个过滤器的直径为 1 英寸。

	Mechanical
Filter Size [inch]	1
Filter Number	6
Dimensions [mm]	105 x 35 x 113
Weight [g]	260
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [μ°]	15 (S); 60 (L)
Sensor Resolution (H)CU [μ°]	1000 (L)
	Options
Material Options	Black anodized (-BK), Titanium base (-TI), Steel base (-ST)
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar)