



SFW-8-25.4 - 滤光轮

SmarAct

电动滤光片轮是需要频繁自动更换滤光片的光学装置的理想解决方案。滤光片轮有不同的设计，适用于不同数量的滤光片和不同尺寸（0.5、1、1.5 和 2 英寸）的滤光片。我们还提供闭环控制型、高真空或超高真空型以及由铝、钢、钛或全非磁性材料等不同材料制成的过滤轮。我们将竭诚为您提供帮助，帮助您选择完美的配置或讨论可能的定制方案。这种过滤轮最多可安装八个直径为一英寸的过滤器。

	Mechanical
Filter Size [inch]	1
Filter Number	8
Dimensions [mm]	113.80 x 33.05 x 120.80
Weight [g]	300
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [μ°]	15 (S), 60 (L)
Sensor Resolution (H)CU [μ°]	1000 (L)
	Options
Material Options	Black anodized (-BK), Titanium base (-TI), Steel base (-ST)
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (-NM)