



SOM-AP-01

SOM-AP-01 是用于 SmarAct XY 显微平台的多功能插入架，带有可调安装元件。由于设置灵活，因此可以安装标准玻璃基底（26 x 76 毫米的载玻片）以及直径为 35 至 100 毫米的圆形基底和培养皿（如培养皿）。用于 SmarAct XY 显微平台的灵活插入框架。

	Mechanical
Dimensions [mm]	130 x 170 x 16.4
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Black anodized (-BK)
Compatibility	SOM-MS-180150, SOM-MS-12090, SOM-MS-1801500M