



SOM-AP-04

SOM-AP-04 是用于 SmarAct XY 显微平台的插件，可在平行方向上固定四个标准玻璃基片（26 x 76 毫米载玻片）。特殊的弹簧夹持器允许单手操作。用于 SmarAct 显微平台的插件，可容纳四个标准玻璃基底。

	Mechanical
Dimensions [mm]	130 x 170 x 10.5
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Black anodized (-BK)
Compatibility	SOM-MS-180150, (SOM-MS-12090), SOM-MS-180150M