



SOM-AP-05

启发自客户定制需求设计的 SOM-AP-05 是一款适用于 SmarAct XY 显微镜载物台的插件。该插件专门用于放置标准显微镜玻璃载玻片（26 × 76 mm），并能为显微镜观察和成像应用提供可控的样品加热功能。

铜制热入口提供了高效的样品热耦合，并支持集成电阻式加热棒（Ø 3.1 mm × 12.7 mm）。内置磁体可实现样品的快速安全固定，而 30 个 M2 螺纹孔则为样品操作和附加配件的安装提供了灵活的空间。

SOM-AP-05

预留了线缆应力释放装置接口，便于连接扩展配件。集成式沉头螺钉支持手动调节样品平面，实现显微镜系统内的精准对位。

兼容 Stable Scope GmbH 公司的 VaHeat 产品
一款多功能、以客户需求为灵感设计的SmarAct显微镜载物台插件，可对单张玻璃载玻片进行温度调节。

	Mechanical
Dimensions [mm]	130 x 170 x 6
	Options
Material Options	标准配置为铝制基座搭配铜嵌件，可根据需求提供其他选项。
Compatibility	SOM-MS-180150, SOM-MS-12090, SOM-MS-180150M