



SRT-2006 - 低温旋转台

SR-2006 专为低温环境设计。其外部尺寸与采用 SLC-17 系列低温线性舞台构建的多轴系统尺寸完全匹配。微型化低温旋转台，其外部尺寸可适配由SLC-17旋转台构建的多轴系统。

	Mechanical
Blocking Torque [Ncm]	0.3
Max. Normal Force [N]	0.5
Dimensions [mm]	20 x 20 x 6.5
Travel [°]	unlimited
	Accessories
Angular Velocity [°/s]	>10
	Open-loop
Open-Loop Resolution [μ°]	< 10
Angular Velocity [°/s]	>10