

## SOM-AP-02

Der SOM-AP-02 ist ein Breadboard-Einsatz für SmarAct XY Mikroskopietische mit 35 x M6 Gewindebohrungen in einer Anordnung von 25 mm Abstand. Breadboard-Einsatz für XY Mikroskopietische von SmarAct.

| | Mechanical |
|---|---|
| Dimensions [mm] | 130 x 170 x 6 |
| | **Options** |
| Material Options | Aluminum base as standard; Black anodized (-BK) |
| Compatibility | SOM-MS-180150, SOM-MS-12090, SOM-MS-180150M |


Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
**SmarAct GmbH** | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com