

## SOM-AP-03

Der SOM-AP-03 ist ein Einsatz für SmarAct XY Mikroskopietische zur Aufnahme von Mikrotiterplatten (Multiwell) nach ANSI Standard (SBS) und mit einer Lippenstärke von 2-3 mm. Einsatz für SmarAct XY-Mikroskopietische zur Aufnahme von Mikrotiterplatten.

| | Mechanical |
|---|---|
| Dimensions [mm] | 130 x 170 x 12.3 |
| | **Options** |
| Material Options | Aluminum base as standard; Black anodized (-BK) |
| Compatibility | SOM-MS-180150, (SOM-MS-12090), SOM-MS-180150M |


Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
**SmarAct GmbH** | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com