

STT-12.7-CR

STT-12.7-CR 是一款适用于低温应用的小型倾斜镜座。
高分辨率倾斜安装座，用于低温应用中光学元件的操作。

	Mechanical
Dimensions [mm]	20 x 20 x 13
Weight [g]	20
Mirror Diameter [inch]	0.5
Tip Angles [°]	± 2
Tilt Angles [°]	± 2
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	15
	Material
Base Material	Titanium base (-TI)
	Options
Cryogenic Option	Yes
Vacuum Options	UHV / UHVT (1E-11 mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (-NM)

版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com